

認知機能測定

必要スペース
20㎡以上

測定
種目

脳体カトレーナー
CogEvo®

1人あたりの
所要時間
(概算)

約8～12分

概要

タッチパネルを使用して、日常における過度なストレス・疲労・睡眠不足、加齢、疾病等による認知機能の変化をゲーム感覚でチェックいたします。

※各測定の詳細は別紙にてご紹介いたします。

※別紙記載の各測定の所要時間は、フィードバックの時間等を含んでおりません。詳細な時間はお問い合わせください。

「脳体カトレーナーCogEvo®」を使い、ゲーム感覚で認知機能を測定

使用機器について

脳体カトレーナーCogEvo®
(株式会社トータルブレインケア)

測定方法

※下記の他に4種類の測定を取り揃えております




①




▶ 1をタッチ or クリックしてスタート

②



▶ 2・3・4…小さい数字順にタッチ or クリック

③



▶ 一番大きな数字までタッチ or クリックしたら終了


脳のリハビリテーションから生まれた、科学的根拠に基づいて認知機能のチェックとトレーニングができる測定ツールです。

測定項目 **認知機能**
(見当識・注意力・記憶力・計画力・空間認識力)

対象年齢 **シニア**

所要時間 **1人当たり10分程度**

測定後



・結果票・解説シートをご提供・